

## LB培养基

### 产品简介

Luria-Bertani 培养基是最经典培养细菌的养基，简称LB 培养基，可以用培养各种细菌于养，是分子生物学常规试剂。

Luria-Bertani 培养基主要由1%胰蛋白胨、0.5%酵母提取物、1%氯化钠组成，一般pH值约为7.0，经15psi高压灭菌20min。该试剂仅用于研究领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	ADS004M0	Storage
	Luria-Bertani 培养基		500mL
使用说明书		1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

1、根据实验要求操作，加入合适的抗菌素种菌和培养。

### 注意事项

- 1、注意无菌操作，尽量避免污染。
- 2、试剂开瓶后请尽快使用，以防影响后续实验结果。
- 3、为了您的安全健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**6个月。低温运输，4°C保存。