

GYT 培养基

产品简介

GYT 培养基是由 Tung 等人发明的一种培养基, 可以用于各种细菌培养, 是分子生物学常规试剂, 主要由胰蛋白胨、酵母提取物、甘油等组成, 经无菌处理。

产品组成

| 名称 | 编号 | ADS008M0 | Storage |
|-------|---------|----------|---------|
| | GYT 培养基 | | 500ml |
| 使用说明书 | | 1 份 | |

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作, 加入合适的抗菌素和菌种进行培养。

注意事项

- 1、注意无菌操作, 尽量避免污染。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月。低温运输, 4°C 保存。