

SB 培养基粉剂(Super Broth)

产品简介

Super Broth 培养基是简称 SB 培养基, 可以用于各种细菌培养, 是分子生物学常规试剂。Super Broth 培养基粉剂主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠组成, 其酵母提取物浓度比常规 LB 培养基高 2 倍, 溶于无菌水即可使用, 如果严格要求无菌, 应高压灭菌 20min。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS011M0	Storage
Super Broth 培养基粉剂	1L	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、溶于无菌水并加入合适的抗菌素和菌种进行培养。
- 3、如需无菌, 应溶解于蒸馏水或去离子水, 高压灭菌 20min。

注意事项

- 1、注意无菌操作, 尽量避免污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月。