

SB 培养基(Super Broth)

产品简介

Super Broth 培养基简称 SB 培养基, 可用于各种细菌培养, 是分子生物学常规试剂。Super Broth 培养基主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠组成, 其酵母提取物浓度比常规 LB 培养基高 2 倍, 经 15psi 高压灭菌 20min。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS012M0	Storage
Super Broth 培养基	500ml	4°C
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作, 加入合适的抗菌素和菌种进行培养。

注意事项

- 1、注意无菌操作, 尽量避免污染。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月。低温运输, 4°C 保存。