

SOC 培养基(pH7.0)

产品简介

SOC 培养基可以用于各种细菌培养，是分子生物学常规试剂。SOC 培养基(pH7.0)主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠、氯化钾、氯化镁等组成，其胰蛋白胨浓度比常规 LB 培养基高 1 倍，而且含葡萄糖，经过滤除菌处理。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS016M0	Storage
SOC 培养基(pH7.0)	500ml	4°C
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作，加入合适的抗菌素和菌种进行培养。

注意事项

- 1、注意无菌操作，尽量避免污染。
- 2、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月。低温运输，4°C 保存。