

TB 培养基(Terrific Broth)

产品简介

Terrific 肉汤又称 TB 培养基，可用于多种细菌培养，是分子生物学常规试剂。TB 培养基主要由胰蛋白胨、酵母提取物、甘油、磷酸盐等组成，其胰蛋白胨和酵母提取物的浓度比常规 LB 培养基高，经 15psi 高压灭菌 20min。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS022M0	Storage
TB 培养基	500ml	4°C
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作，加入合适的抗菌素和菌种进行培养。

注意事项

- 1、注意无菌操作，尽量避免污染。
- 2、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月。低温运输，4°C 保存。