

## YPD/YEPD 培养基粉剂

### 产品简介

YPD 培养基又称 YEPD 培养基，可用于多种细菌培养，主要用于酵母常规生长的复合培养。YPD 培养基粉剂主要由蛋白胨、酵母提取物、葡萄糖等组成，不含琼脂粉，浓度比常规 LB 培养基高。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。。

### 产品组成

名称 \ 编号	ADS024M0	Storage
YPD/YEPD 培养基粉剂	1L	RT
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、将 1 包粉剂充分溶解于蒸馏水中，用稀盐酸或氢氧化钠调节 pH 值为 5.8~6.2，定容至一升；如需制平板，则需加入 20g 琼脂粉后调 pH 值、定容、制平板。
- 2、如需无菌，应 121°C 高压灭菌 20min，待冷至 60~70°C 后，加入合适的抗菌素。

### 注意事项

- 1、注意无菌操作，尽量避免交叉污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**24 个月。