

YPD/YEP 培养基

产品简介

YPD 培养基又称 YEPD 培养基，可用于多种细菌培养，主要用于酵母常规生长的复合培养基。YPD 培养基主要由胰蛋白胨、酵母提取物、葡萄糖等组成，其浓度比常规 LB 培养基高，不含琼脂，经高压灭菌处理 20min。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

	编号	
名称	ADS025M0	Storage
YPD/YEPD 培养基	500ml	4°C
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、加入合适的抗菌素和菌种进行培养。
- 2、如需制备平板，加入 2%的琼脂后，高压灭菌 20min，待冷至 60~70°C后，加入并加入合适的抗菌素。

注意事项

- 1、注意无菌操作，尽量避免污染。
- 2、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月。低温运输，4°C保存。