

穿刺培养基

产品简介

穿刺培养基属于保存培养基，主要用于细菌保存。穿刺培养基主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠、琼脂等组成，独立包装，经 15psi 高压灭菌 20min。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号		
	ADS028M0	ADS028M1	Storage
穿刺培养基	10×2ml	50×2ml	4℃
使用说明书	1 份		

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作，接种菌种。

注意事项

- 1、注意无菌操作，尽量避免污染。
- 2、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：24 个月。低温运输，按要求保存。