

## 悬浮培养基(SM,2%)

### 产品简介

悬浮培养基主要用于λ噬菌体原种的保存和稀释，是分子生物学常规试剂。悬浮培养基(SM,2%)主要由氯化钠、Tris-HCl、明胶等组成，经 15psi 高压灭菌 20min。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称 \ 编号	ADS032M0	Storage
悬浮培养基(SM,2%)	100ml	4°C
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。

### 注意事项

- 1、注意无菌操作，尽量避免污染。
- 2、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**6 个月。常温运输，4°C保存。