

## 丁酸钠溶液(5mol/L)

### 产品简介:

丁酸钠(Sodium butyrate)分子量为 110.09, CAS 号为 156-54-7, 有利于维护肠道功能, 在分子生物学领域可增加含病毒启动子的转染基因的表达(抑制组氨酸脱乙酰), 阻断 DNA 合成。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称 \ 编号	ADS057M0	Storage
丁酸钠溶液(5mol/L)	100ml	-20°C
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考):

1、根据实验具体要求操作。工作浓度常为2~5mmol/L

### 注意事项:

- 1、注意无菌操作, 避免反复冻融。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12个月。低温运输, -20°C保存。