

肉汤培养基(2×CM)

产品简介

肉汤培养基(CM)含有一般细菌生长繁殖所需要的最基本的营养物质,是最经典的细菌培养基之一,简称CM培养基,可以用于各种细菌培养。

肉汤培养基(2×CM)主要由1%牛肉膏、2%蛋白胨、1%氯化钠组成,pH值为7.2~7.4,经15psi高压灭菌20min,多用于细菌的培养。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS072M0	Storage
肉汤培养基(2×CM)	500ml	4°C
使用说明书	1份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、取4ml肉汤培养基后的菌液,接种于4ml肉汤培养基(2×CM)中,置于37°C培养过夜。进行后续实验。

注意事项

- 1、注意无菌操作,尽量避免污染。
- 2、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月。低温运输,4°C保存。