

吐温-氯化钠溶液(无菌)

产品简介

吐温（或聚山梨酯）为非离子型表面活性剂，有异臭，温暖而微苦，系一系列聚氧乙烯去水山梨醇的部分脂肪酸酯。广泛用作乳化剂和油类物质的增溶剂。聚山梨酯通常被认为是无毒、无刺激性的材料。

吐温-氯化钠溶液(无菌) 又叫含 0.05%聚山梨酯 80 的 0.9%无菌氯化钠溶液，由氯化钠、吐温 80 和水等组成，pH7.0 左右，经高压灭菌处理，用于样品的稀释、冲洗等。参考中国药典-生物检查法配制。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS129M3	Storage
吐温-氯化钠溶液(无菌)	500ml	4℃
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：6 个月。常温运输，4℃保存。