

EDTA 洗液(10%)

产品简介

二乙胺四乙酸(EDTA)是一种重要的络合剂, 多为 EDTA.2Na, 用途很广, 可用作漂白定影液、助染剂、抗凝剂、洗涤剂, 在科研领域中多用作螯合剂, 结合金属离子。

EDTA 洗液(10%)可用于清洗钙镁以及重金属离子, 加热煮沸效果更好。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS181R0	Storage
	EDTA 洗液(10%)		500ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

注意事项

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 24 个月。