

磷酸三钠洗液(5%)

产品简介

磷酸钠(Trisodium phosphate)又称磷酸三钠，化学式为 Na_3PO_4 ，水溶液呈强碱性，磷酸三钠洗液(5%)可洗涤油污，但所洗的仪器不适用于磷的检测。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS183R0	Storage
磷酸三钠洗液(5%)		500ml	室温
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、可浸泡 24h 或煮沸以便去除油污。

注意事项

- 1、该试剂呈强碱性，有腐蚀性。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12 个月。