

CA 缓冲液(pH7.5)

产品简介

CA 缓冲液(pH7.5)由 0.25M 蔗糖、20mM HEPES、50mM 氯化钾等组成，含有少量氯化镁和 DTT，主要用于制备细胞悬液，进行 caspase 分析。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS001CT0	Storage
	CA 缓冲液(pH7.5)		100ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

注意事项

- 1、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月。低温运输，4°C保存。