

HEPES-CHAPS 缓冲液(pH7.5)

产品简介

HEPES-CHAPS 缓冲液主要由 25mM HEPES、DTT、0.1%CHAPS、蛋白酶抑制剂等组成，pH 值约为 7.5，多用于 Caspase 分析。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS004CT0	Storage
	HEPES-CHAPS 缓冲液(pH7.5)		100ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、根据实验要求操作。

注意事项

- 1、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月。低温运输，-20°C保存。