

K-EDTA(0.1mol/L,pH7.4)

产品简介

K-EDTA(0.1mol/L,pH7.4)主要由 EDTA 钠盐、去离子水组成,用氢氧化钾调 pH 值至 7.4, 多用于细胞凋亡期间 Caspase 的活化分析。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS005CT0	Storage
	K-EDTA(0.1mol/L,pH7.4)		100ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验要求操作。

注意事项

- 1、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月。