

甲基纤维素溶液(2%,粘度 4000cps)

产品简介

甲基纤维素(Methyl cellulose) CAS 号为 9004-67-5, 平均分子量为 1 万~22 万, 在无水乙醇、乙醚、丙酮等溶剂中几乎不溶, 在80~90℃的热水中迅速分散、溶胀, 降温后迅速溶解。甲基纤维素的水溶液高温时能凝胶, 并且此凝胶能随温度的高低与溶液互相转变, 具有优良的润湿性、分散性、粘接性、增稠性、乳化性等特性。

Methyl Cellulose(2%,粘度 4000cps)经高压灭菌处理, 加入少量于悬浮培养基中或按具体实验要求, 增加培养基粘稠度。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS106CC0	Storage
Methyl Cellulose(2%,粘度 4000cps)	50ml	4℃
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作, 应稀释至恰当浓度使用。

注意事项

- 1、Methyl Cellulose(2%,粘度 4000cps)为无菌溶液, 请注意无菌操作。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月; 常温运输, 4℃保存。