

BES 缓冲液(1mol/L,pH7.2)

产品简介

2-(二乙醇氨基)乙磺酸或 N,N-双(2-羟乙基)-2-氨基乙磺酸简称 BES, CAS号为 10191-18-1, 分子量为 213.2, 是一种生物缓冲剂, BES Buffer(1mol/L,pH7.2) 经高压灭菌处理, pH 值约为 7.2。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS086CC0	Storage
BES Buffer(1mol/L,pH7.2)	50ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

注意事项

- 1、BES Buffer(1mol/L,pH7.2)为无菌溶液, 请注意无菌操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月。