

无菌超纯水

产品简介

水(H₂O)是由氢、氧两种元素组成的物质, CAS 号为 7732-18-5, 分子量为 18.02; 去离子水是指除去了呈离子形式杂质后的纯水。

无菌超纯水经去离子处理后, 经微孔滤膜过滤, 再经高压灭菌处理, 不含细菌, 几乎不含金属离子, 可用于细胞培养和 PCR 等试验, 亦可用于其他科研用途。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS088CC0	ADS088CC1	Storage
无菌超纯水	100ml	500ml	RT
使用说明书	1 份		

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

注意事项:

- 1、Deionized Water(For Cell Culture)为无菌溶液, 请注意无菌操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月。