

糊精水溶液(1%)

产品简介

淀粉在受到加热、酸或淀粉酶作用下发生分解和水解时，将大分子的淀粉首先转化成为小分子的中间物质即糊精。糊精的主要用途是作为胶粘剂，目的是降低淀粉的黏度，提高浆液的浸透性。

糊精水溶液(1%)主要由糊精、去离子水组成，含少量防腐剂，主要用于油红O染色液中防止色素沉淀。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	Storage
	ADS011L0	
糊精水溶液(1%)	100ml	4°C
使用说明书	1份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

注意事项

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12个月。常温运输，4°C保存。