

## 乙酸钠溶液(3mol/L,pH5.2,RNase free)

### 产品简介

乙酸钠也称醋酸钠、NaAc，是常规分子生物学试剂。用于 RNA 乙醇沉淀以及与 RNA 相关实验等，经 RNase free 处理，已高压灭菌。NaAc(3mol/L,pH5.2,RNase free)主要由 3M NaAc、水等组成，pH 值约为 5.2。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	ADS013NE0	ADS013NE1	Storage
	NaAc(3mol/L,pH5.2,RNase free)		100ml	500ml
使用说明书	1 份			

### 操作步骤(仅供参考)

1、根据具体实验要求操作。

### 注意事项

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、操作过程中注意无菌操作，并且应注意避免 RNase 污染。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**12 个月。