

## 盐酸胍溶液(8mol/L)

### 产品简介

盐酸胍(Guanidine Hydrochloride)分子量为 95.53, CAS 号为 50-01-1, 可用于蛋白变性及蛋白折叠。盐酸胍溶液(8mol/L)可溶解蛋白质, 导致细胞结构破坏, 核蛋白二级结构破坏, 从核酸上解离下来, 现多用于提取细胞总 RNA 实验中的强烈变性剂, 使蛋白质变性。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	ADS018NE0	Storage
	盐酸胍溶液(8mol/L)		100ml
使用说明书		1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

### 注意事项

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12 个月。