

异硫氰酸胍溶液(5mol/L)

产品简介

异硫氰酸胍溶液(Guandine thiocyanate, GITC)分子量为 118.16, 可用于变性裂解细胞, 提取 RNA, 无 RNase 和 DNase 活性, 异硫氰酸胍溶液(5mol/L)多用于提取细胞总 RNA 实验中的强烈变性剂和裂解剂。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	Storage
	ADS020NE0	
异硫氰酸胍溶液(5mol/L)	100ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月。