

组织胍溶液(5mol/L,RNase free)

产品简介

异硫氰酸胍溶液(Guandine thiocyanate, GITC)分子量为 118.16, 可用于变性裂解细胞, 提取 RNA, 无 RNase 和 DNase 活性。组织胍溶液(5mol/L,RNase free)主要由异硫氰酸胍、Tris、EDTA 等组成, 经 RNase free 处理, 多用于提取细胞总 RNA 实验中的强烈变性剂和裂解剂。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS023NE0	Storage
	组织胍溶液(5mol/L,RNase free)		100ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

- 1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月。