

TLE 溶液(pH8.2)

产品简介

TLE 溶液(PH8.2)是 Tris-LiCl-EDTA 溶液的简称, 主要由 0.2mol/L Tris、0.1mol/L LiCl 以及微量 EDTA 等组成, 可用于抽提平衡酚, 酚/SDS 法制备植物 RNA。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	Storage
	ADS024NE0	
TLE 溶液(pH8.2)	500ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月。