

孔雀石绿水溶液(1%)

产品简介:

孔雀石绿又称孔雀绿，是人工合成的染料，CAS号为 569-64-2，分子量为364.92。孔雀石绿水溶液(1%)主要由孔雀石绿、去离子水组成，可用于布氏杆菌染色或其他用途，可以与其他染料合用，对真菌浸入后的病理切片染色效果较好。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称 \ 编号	ADS058DM0	Storage
孔雀石绿水溶液(1%)	100ml	RT
使用说明书	1 份	

自备材料:

1、载玻片、盖玻片、酒精灯、光学显微镜

操作步骤(仅供参考):

- 1、涂片：载玻片编号，于载玻片中央滴加 2~3 滴孔雀石绿水溶液(1%)染色 2~3min。
- 2、加盖洁净的盖玻片，轻轻按压制成压片。
- 3、光学显微镜在低倍、高倍或油镜下观察细菌形态。

注意事项:

- 1、涂片之前应事先在背面做好圆圈标记，以便判断后续试验的位置。
- 2、细菌培养时间会影响染色，阳性菌培养时间过长或已死亡或细菌溶解，都常呈阴性反应。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月。