

## 地衣红染色液(1%)

### 产品简介

地衣红又称荝红素, CAS 号 1400-62-0, 分子量为 500.51, 是生物媒染剂, 可以 HbsAg 和鞭毛等进行染色。

地衣红染色液(1%)主要由地衣红、磷酸盐、去离子水等组成, 操作简单、特异性高, 但染色效果可能受到不同批次原料而有差异。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称	编号	ADS069DM0	Storage
	地衣红染色液(1%)		50ml
使用说明书			1 份

### 操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

### 注意事项

- 1、染色效果可能受到不同批次原料而有差异。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12个月。常温运输, 4°C保存。