

地衣红乙醇染色液(1%)

产品简介

地衣红又称苔红素，CAS 号 1400-62-0，分子量为 500.51，是生物媒染剂，可以 HbsAg 和鞭毛等进行染色。

地衣红乙醇染色液(1%)主要由地衣红、磷酸盐、乙醇等组成，呈酸性，操作简单、特异性高，但染色效果可能受到不同批次原料而有差异。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称 \ 编号	ADS070DM0	Storage
	50ml	4℃ 避光
地衣红乙醇染色液(1%)		
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、按实验具体要求操作。

注意事项

- 1、染色效果可能受到不同批次原料而有差异。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12个月。常温运输，4℃保存。