

蔗糖咪唑溶液(2.25mol/L,pH7.0)

产品简介

蔗糖咪唑溶液(2.25mol/L,pH7.0)由 2.25M 蔗糖、2mMEDTA、25mM 咪唑等组成, pH 值约为 7.0, 主要用于从酵母细胞中分离质膜。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS032CS0	Storage
蔗糖咪唑溶液(2.25mol/L,pH7.0)	100ml	4°C
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作, 预冷至 4°C使用。

注意事项

- 1、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月。低温运输, 4°C保存。