

山梨醇溶液(1.1mol/L,无菌)

产品简介

山梨醇(Sorbitol)又称山梨糖醇、己六醇、D - 山梨醇等，是一种不挥发多元糖醇，CAS号为 50-70-4，分子量为 182.17；用于日化行业作为保湿剂、防冻剂等；用于食品行业作为保鲜剂、甜味剂等；用于医药行业作为维生素 C 的生产原料等。

Sorbitol Solution(1.1mol/L,无菌)用于染色剂的衬染剂、分离细胞核等，经高压灭菌处理。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS035CS0	Storage
	Sorbitol Solution(1.1mol/L,无菌)		100ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

注意事项

- 1、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月。低温运输，4°C 保存。