

## 山梨醇-磷酸盐溶液(1.2mol/L,pH7.5,无菌)

### 产品简介

山梨醇(Sorbitol)又称山梨糖醇、己六醇、D - 山梨醇等，是一种不挥发多元糖醇，CAS 号为 50-70-4，分子量为 182.17。用于日化行业作为保湿剂、防冻剂等；用于食品行业作为保鲜剂、甜味剂等；用于医药行业作为维生素 C 的生产原料等。

山梨醇-磷酸盐溶液(1.2mol/L,pH7.5)主要由山梨醇、磷酸钾、EDTA 组成，pH 值约为 7.5，经高压灭菌处理，用于分离细胞核等。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成

名称 \ 编号	ADS037CS0	Storage
山梨醇-磷酸盐溶液(1.2mol/L,pH7.5,无菌)	100ml	4°C
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)

1、根据实验具体要求操作。

### 注意事项

- 1、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**6个月。低温运输，4°C保存。