

β-葡萄糖苷酶 (β-Glucosidase, β-GC) 试剂盒说明书

(货号: ADS-W-TDX014 微板法 48 样)

一、产品简介:

β-葡萄糖苷酶 (β-GC, EC 3.2.1.21) 广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中, 催化水解β-D-葡萄糖键, 与植物细胞生长发育过程中壁的松弛和加固有关, 也与植物细胞的识别和一些信号分子的产生有联系。

β-葡萄糖苷酶 (β-GC) 可以水解对-硝基苯-β-D-吡喃葡萄糖苷生成对-硝基苯酚 (PNP), 后者在 405nm 有最大吸收峰, 通过测定吸光值升高速率来计算β-葡萄糖苷酶活性。

二、试剂盒的组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 60mL×1 瓶	4°C保存	
试剂一	粉剂 1 瓶	4°C保存	临用前加 2.5mL 蒸馏水溶解, 4°C保存。
试剂二	液体 8mL×1 瓶	4°C保存	
试剂三	液体 32mL×1 瓶	4°C保存	
标准品	粉剂 1 支	4°C保存	若重新做标曲, 则用到该试剂。

三、所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、台式离心机、水浴锅、可调式移液器、研钵、冰。

四、β-葡萄糖苷酶 (β-GC) 的活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备:

① 组织样本: 取约 0.1g 组织 (水分充足的果实样本取 0.5g), 加入 1mL 提取液, 进行冰浴匀浆。12000rpm, 4°C离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照组织质量 (g): 提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例进行提取。

② 细菌或细胞: 先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取约 500 万细菌或细胞, 加入 1mL 提取液, 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 20%或 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 12000 rpm, 4°C离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照细菌或细胞数量 (10⁴): 提取液 (mL) 为 500~1000: 1 比例进行提取。

③ 液体样本: 直接检测。若浑浊, 离心后取上清检测。

2、上机检测:

① 酶标仪预热 30min 以上, 调节波长至 405nm。


② 所有试剂解冻至室温 (25°C) 或于水浴锅 (25°C) 中孵育 10min, 在 EP 管中依次加入:

试剂名称 (μL)	测定管	对照管	空白管 (仅做一次)
样本	10	10	
试剂一	40		40
蒸馏水		40	10
试剂二	50	50	50
迅速混匀, 37°C保温 30min			
试剂三	300	300	300
混匀, 取 200μL 至 96 孔板中, 405nm 处测定吸光值 A, ΔA=A 测定-A 对照-A 空白 (每个测定管需设一个对照管)。			

【注】若 ΔA 较小，可以增加 37°C 保温反应时间（如 1 小时），或者增加样本上样量（如增至 30 μ L，则试剂二相应减少），则改变后的反应时间 T 或加样体积 V1 需重新代入公式计算。

五、结果计算：

1、标准曲线方程： $y = 0.029x - 0.0143$ ；x 是 PNP 摩尔质量（nmol），y 是 ΔA 。



2、按样本蛋白浓度计算：

定义：每毫克组织蛋白每分钟产生 1nmol 对-硝基苯酚（PNP）定义为一个酶活性单位。

β -GC 活性(nmol/min/mg prot)=[$(\Delta A + 0.0143) \div 0.029$] $\div (V1 \times Cpr) \div T \times D = 114.9 \times (\Delta A + 0.0143) \div Cpr \times D$

3、按样本鲜重计算：

定义：每克组织每分钟产生 1nmol 对-硝基苯酚（PNP）定义为一个酶活性单位。

β -GC 活性(nmol/min/g 鲜重)=[$(\Delta A + 0.0143) \div 0.029$] $\div (W \times V1 \div V) \div T \times D$
 $= 114.9 \times (\Delta A + 0.0143) \div W \times D$

4、按细菌或细胞密度计算：

定义：每 1 万个细菌或细胞每分钟产生 1nmol 对-硝基苯酚（PNP）定义为一个酶活性单位。

β -GC 活性(nmol/min/ 10^4 cell)=[$(\Delta A + 0.0143) \div 0.029$] $\div (500 \times V1 \div V) \div T \times D = 0.23 \times (\Delta A + 0.0143) \times D$

5、按液体体积计算：

定义：每毫升样本每分钟产生 1nmol 对-硝基苯酚（PNP）定义为一个酶活性单位。

β -GC 活性(nmol/min/mL)=[$(\Delta A + 0.0143) \div 0.029$] $\div V1 \div T \times D = 114.9 \times (\Delta A + 0.0143) \times D$

V---加入提取液体积，1mL； V1---加入反应体系中样本体积，10 μ L=0.01mL；

W---样本质量，g； 500---细胞或细菌总数，万；

T---反应时间，30min； PNP 对分子质量---139.11；

D---稀释倍数，未稀释即为 1；

Cpr---样本蛋白质浓度，mg/mL，建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒；

附：标准曲线制作过程：

- 1 制备标准品母液（1mg/mL）：向标准品 EP 管里面加入 1mL 蒸馏水。
- 2 把母液稀释成以下浓度梯度的标准品：0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5mg/mL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3 在 EP 管加入：10 μ L 标准品+40 μ L 蒸馏水+50 μ L 试剂二+300 μ L 试剂三，混匀，取 200 μ L 至 96 孔板中，于 405nm 下读取吸光值。
- 4 根据结果制作标准曲线。